

BioCryo chladový kompresní terapeutický systém

Jak pracuje systém BioCryo?

1) BioCryo začíná sekvenční kompresí, která masíruje tkáň. Pohybuje tekutinou k a od zraněné/chirurgicky ošetřené oblasti, urychluje proces hojení a chrání před infekcí.

2) BioCryo kombinuje masáž s vloženým BioCryo gelem, který se maximálně přizpůsobuje tělesnému povrchu. Odvádí teplo a redukuje zánět a bolest.



Jaké jaké výhody má BioCryo ?

- praktický vložený chladivý gel, který eliminuje potřebu ledu nebo vody
- 4 sekvenční komory chladové komprese je efektivnější než jednotlivá komora
- Analgesie bez medikamentů
- Vyhovuje pacientům-jednoduše se užívá a obléká
- Kratší doba zotavení při pooperačních stavech
- Nízká hmotnost, zařízení je lehké pro transport
- Gelové sáčky se skladují v lednici, zůstávají chladné po dobu 1 hodiny
- Unilaterální/bilaterální funkčnost
- Široký výběr rukávů, možnost individuální velikosti
- Medicínsky prověřené výsledky pro prevenci zánětu, analgesie a protitokový účinek





BioCryo gel – vložka

Bio Cryo gelové vložky jsou bezlatexové, vyráběné s vysokou kvalitou 200 Denier, potažené oxford nylonovými vlákna s polyuretanem. Tyto unikátní vložky jsou flexibilní a komfortní pro každou končetinu, rozvádějí chladovou kompresi bez nutnosti připojení pumpy pro chladnou vodu do návleků.

BioCryo kompresní přístroj

Náš chladový kompresní přístroj kombinuje aktivní chlazení a sekvenční kompresi, čímž poskytuje maximální analgesii, redukci zánětu a urychluje hojení různých onemocnění pohybového aparátu.

BioCryo technologie stimuluje tkáňovou regeneraci a prokrvení zlepšením lymfatické funkce, odstraňuje otoky ze zraněné oblasti a vede k rychlejšímu zotavení.

(Kontraindikace: městnavá srdeční onemocnění, hluboká venosní trombóza, zánět žil, plicní embolie, záněty končetin, onkologická onemocnění, chladová alergie/vyrážka, chladový erytém, chladová hemoglobinurie)



Výrobce: Bio Compression Systems, Moonachie, New Jersey USA

Kontakt: MUDr. Kaznowská, U Pomníku 352, 26711 Vráž u Berouna

Email: mkaznowska@telecom.cz, tel: 311 671 115, 602 244 335

www.i-zimmer.cz