

**Stabilita a důvěra**

Vysoce kvalitní materiál a moderní konstrukce

**Design**

Dokonalá funkčnost, která nepřekáží v interiéru ani v zorném poli

**Ovládání**

Nejvyšší užitková hodnota je tvořena kombinací vysoce kvalitních materiálů a efektivní konstrukcí. Lehátka a Xion poskytují bezpečnost, nejvhodnější polohu pacienta při terapii a maximální flexibilitu a přístup pro terapeuta.

Všechny lehátka jsou vybavena možností elektrické regulace výšky v rozmezí od 44 do 95 cm pomocí ručního nebo nožního spínače. Účelné ruční spínače na koncích stolu a pod čalouněním po jeho bocích rozšiřují jeho funkční vlastnosti.

**Vlastnosti**

Nůžkový systém konstrukce zaručuje nejvyšší standard bezpečnosti a stability. Konstrukce je spojená offsetovým svazem aby byla zajištěna optimální ochrana před přiskřípnutím. Speciální kulová osová ložiska zaručují jednoduchý hladký pohyb a nekonečné variace nastavení výšky.

Sériově se dodává se dvěma standardními kolečky.

Užší trupová část s rozšířením pro ramena zabezpečuje optimální přístup pro terapeuta a ideální oporu pro pacienta. Kromě toho jsou k dispozici sklopné nastavitelné opěrky na ruce s autofixací.

**Varianty**

Variabilní ergonomické členění se 6 cm čalouněním je dostupné ve dvou kvalitativních úrovních s nejvyšší kvalitou v podobě odolné a lehce udržovatelné syntetické kůže v mnoha barevných odstínech. (Viz technické údaje a barevné škály)

Široká nabídka modelů a potahů společně dotvářejí léčebné pracovní prostředí.

**Speciální příslušenství (volitelné)**


Systém koleček pohyblivých všemi směry, integrovaný do rámu lehátka umožňuje jeho zdvihnutí a pohyb libovolným směrem za použití minimální námahy.

Barvy

	02 světle šedá		31 antracitová Ferrari
	05 korálová		32 modrá Ferrari
	08 šafránová		33 červená Ferrari
	09 třešňová		34 šafránová Ferrari
	10 antracitová		35 terakotová Ferrari

Výše zobrazené barvy se od skutečných mohou lišit

Barvy Ferrari za příplatek



Modely

Obchodní zastoupení pro ČR:  
MUDr.M.Kaznowská  
U Pomníku 352  
2671 Vráž u Berouna  
Tel/fax:00420311671115  
mkaznowska@telecom.cz  
www.i-zimmer.cz

Zimmer MedizinSysteme GmbH  
Junkersstraße 9  
D-89231 Neu-Ulm  
Tel. +49. 7 31. 97 61-291  
Fax +49. 7 31. 97 61-299  
export@zimmer.de  
www.zimmer.de

Technické údaje

Použití	terapeutické lehátko pro využití ve fyzikální terapii a pro léčebné úkony
Materiál	ocelová nůžková konstrukce s kulovými ložisky,variabilně členěný polštář (viz model) s PU čalouněním a syntetickým koženým potahem.Sériově dvě kolečka ,zdvihací systém s kolečky pohyblivými všemi směry (volitelně). Elektrická regulace výšky od 44-95 cm.
Motor	230 VAC,50 Hz,0,9 A,145 W 800 N,IP66,izolace tř.II
Ochrana	přerušovací bezpečnostní skříňka v souladu s doporučením BfAm
Shoda	CE (93/42/EEG)tř.I MDD
Zatížení	dynamické do 160 kg,statické do 180 kg
Hmotnost	v závislosti na modelu ,max 110 kg

